


Emokarjan hoidon apuvälineet

Emolehmätiloilla hyviksi havaittuja apuvälineitä ovat:

- Vasikoiden nenäläpät (quiet weaning-menetelmä)
- Kaikenikäisten eläinten käsittelyyn tarkoitettu käsittelykoukku ("HookDoctor")
- Vasikoiden siirrettävä lämpökoppi (useita valmistajia mm. Koenders)



Paras käytäntö:

- Nenäläpät ovat apukeino vasikoiden hiljaiseen vieroitukseen. Nenäläpät asennetaan vasikoille viikko ennen vieroitusta. Ne estävät vasikan imemisen, mutta eivät haittaa muuta syömistä. Läpät poistetaan vieroituksen jälkeen.
- Käsittelykoukku sopii vasikoiden kiinniottoon ja kiinni pitämiseen sekä apulaitteeksi aikuisten, kytkettynä olevien eläinten pään hallitsemiseen.
- Lämpökopit ovat tehdasvalmisteisia laitteita, jotka ovat käteviä esim sellaisten pakkasella syntyneiden vasikoiden kuivamiseen, joita emo ei itse kuivaa.

Tavoitteet, mitä käytännöllä haetaan:

- Kun vasikoilla on hyvä lisäväkirehu saatavilla jo syntymästä lähtien, ne lisäävät vieroituksen aikana vain väkirehun syöntiä. Lisäruokinnan ja nenäläppien ansiosta vasikat vieroittuvat ilman stressiä, kasvut eivät notkahda vieroitettaessa ja vieroitusajan huutelulta vältytään.
- Koukku on apuväline, joka korvaa voiman ja köysien käytön esimerkiksi lääkintä- ja korvamerkintätilanteissa.
- Tehokas kuivaaminen edesauttaa vasikan virkoamista, lämpenemistä ja parantaa sen selviytymismahdollisuuksia.

Käytännön merkitys tilan toimintaan:

- Vieroitus tapahtuu sujuvasti ilman huutoa ja kasvumenetyksiä.
- Apuväline arkirutiineihin.
- Ei pelkoa paleltumista, pienempi vasikkakuolleisuus.



AtriaNauta



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

ATRIA

Hyvä ruoka – parempi mieli.